

## Online bestilling af SWAN Chematest og tilbehør

Let og enkelt bestiller du her din SWAN Chematest, tilbehør og opfyldning. Med to lette trin er din bestilling på vej. Hvis du bestiller inden kl. 16, kan du forvente at modtage din bestilling allerede næste hverdag.

### Sådan bestiller du

Udfyld i skemaet nedenfor under Trin 1 antallet af de varer, du ønsker at bestille. Udfyld dernæst med dine kontaktdata i skemaet til højre under Trin 2 og tryk bestil.

Bemærk, at pr 1. februar 2018 betegnes Oxycon DPD 1b ikke længere som farligt gods.

### Er du i tvivl?

Kontakt os for at få afklaret spørgsmål eller bestille per telefon.  
Vi sidder klar på 44 98 99 06.



A-70.065.001, Chematest 25, med kuffert, elektronisk termometer, 4 glaskuvetter, 1 kuvettelåg, 2 glasomrørere, 1 pipette, 3 prøveflasker, 1 affaldsbeholder, 1 notesblok, 1 vandfast pen og 4 batterier



CH25-sæt-G, Chematest 25-kufferten (A70065001) pakket med pH-elektrode med kabel og BNC-stik (A87120013), Oxycon chlor reagenser til 200 målinger af frit & bundet klor (A85590300), kalibreringsopløsning pH 7 (A85113300) og pH 9 (A85114300)



A-70.065.021, Chematest 20s, instrument komplet med kuffert, 2 glaskuvetter, 1 kuvettelåg, 1 sprøjte, 1 pipette og 4 batterier



A-87.120.013, pH-elektrode med kabel og BNC stik



A-87.420.013, ORP/Redox-elektrode med kabel og BNC-stik



A-70.065.202, Kuffertindlæg til Chematest 25



A-70.065.516, Elektronisk termometer



A-70.065.600, Kuvettebørste



A-70.065.603, Glaskuvette 62 mm



A-70.065.604, Kuvettelåg



A-70.065.606, Pipette



A-70.065.608, Glasomrørere (5 stk.)


















A-70.065.609, Prøveflasker til målinger



A-85.590.300, Oxycon chlor, reagenser til 200 målinger af frit og bundet klor. Pakken indeholder 1x Oxycon start, 1x Oxycon DPD og 1x Oxycon 2



A-85.510.100, Oxycon start

	A-85.510.200, Oxycon DPD 1a+1b	<input type="text"/>
	A-85.510.300, Oxycon 2	<input type="text"/>
	A-85.580.100, Oxycon pH (phenolrødt)	<input type="text"/>
	A-85.610.100, Oxycon Karbonathårdhed	<input type="text"/>
	A-85.112.300, Kalibreringsopløsning, pH 4	<input type="text"/>
	A-85.113.300, Kalibreringsopløsning, pH 7	<input type="text"/>
	A-85.114.300, Kalibreringsopløsning, pH 9	<input type="text"/>
	SB-170-0310, Kalibreringsopløsning, pH 4 @ 25°C, 500 ml	<input type="text"/>
	SB-200-0310, Kalibreringsopløsning, pH 7 @ 25°C, 500 ml	<input type="text"/>
	SB-201-0310, Kalibreringsopløsning, pH 9 @ 25°C, 500 ml	<input type="text"/>
	SE-012-1610, Elektrode-opbevaringsløsning, 500 ml	<input type="text"/>
	A-85.119.010, Kalibreringsopløsning, 1x pH 7 & 1x pH 9	<input type="text"/>
	A-85.121.300, Kalibreringsopløsning, ORP/Redox, 475mV	<input type="text"/>
	A-85.124.400, Testkit til Chematest	<input type="text"/>
	A-70.065.921, Chematest 25 instrument in exchange - nyt	<input type="text"/>